

Corey's Medium - Tissue Softener Plus

HCT-S02-453

EN

Solution intended to be used to soften hard mineralised tissues such as bone, nail, cartilage and haemorrhagic samples. This product ensures optimal tissue integrity without compromising the binding site of epitopes, ideal for immunohistochemistry procedures.

Shake well to activate ready to use solution.

For laboratory use.

Please see expiry on product label.

Components: contains ethyl alcohol.



Instructions for Use

1. Expose the full face of the paraffin block.
2. Immerse in Corey's Medium for 30 minutes at room temperature. (This time can be extended for more difficult specimens). To de-wrinkle haemorrhagic tissue samples immerse for 10 minutes.
3. Remove tissue blocks from solution and wipe excess softener from the surface.
4. Place tissue block on a cold plate for 3-5 minutes.
5. Section using a standard microtome.
6. Discard spent Corey's Medium solution.

Note: The solution cannot be reused. Once dispensed from the container the liquid should be discarded after use.



Produced and Manufactured
HistoCare GSS Ltd
www.histocare.com
0203-488-3706 

FR

Solution destinée à être utilisée pour adoucir les tissus minéralisés durs tels que l'os, les ongles, le cartilage et les échantillons hémorragiques. Ce produit assure une intégrité optimale des tissus sans compromettre le site de liaison des épitopes, idéal pour les procédures d'immunohistochimie.

Agitez bien pour activer la solution prête à l'emploi.

Pour usage en laboratoire.

Veuillez consulter la date de péremption sur l'étiquette du produit.

Les composants contiennent: de l'alcool éthylique.



Instructions d'utilisation

1. Exposez toute la face du bloc de paraffine.
2. Immergez dans le milieu de Corey pendant 30 minutes à température ambiante. (Ce temps peut être prolongé pour les échantillons plus difficiles). Pour défroisser les échantillons de tissus hémorragiques, immergez pendant 10 minutes.
3. Retirez les blocs de tissus de la solution et essuyez l'excès d'adouccissant de la surface.
4. Placez le bloc de tissu sur une plaque froide pendant 3 à 5 minutes.
5. Coupez en sections à l'aide d'un microtome standard.
6. Jetez la solution de milieu de Corey utilisée.

Note : La solution ne peut pas être réutilisée. Une fois distribuée du contenant, le liquide doit être jeté après utilisation.



Produced and Manufactured
HistoCare GSS Ltd
www.histocare.com
0203-488-3706 

NL

Oplossing bedoeld om harde gemineraliseerde weefsels zoals bot, nagel, kraakbeen en hemorragische monsters te verzachten. Dit product zorgt voor optimale weefselintegriteit zonder de bindingsplaats van epitopen te compromitteren, ideaal voor immunohistochemische procedures.

Goed schudden om de gebruiksklare oplossing te activeren.

Voor laboratoriumgebruik.

Zie de houdbaarheidsdatum op het productetiket.

Componenten: bevatten ethylalcohol.



Gebruiksaanwijzing

1. Stel de volledige oppervlakte van het paraffineblok bloot.
2. Dompel onder in Corey's Medium gedurende 30 minuten op kamertemperatuur. (Deze tijd kan verlengd worden voor moeilijkere monsters). Voor het verwijderen van rimpels in hemorragische weefselmonsters, dompel onder gedurende 10 minuten.
3. Haal de weefselblokken uit de oplossing en veeg het overtollige verzachtende middel van het oppervlak.
4. Plaats het weefselblok gedurende 3-5 minuten op een koude plaat.
5. Snijd in secties met behulp van een standaard microtoom.
6. Gooi de gebruikte Corey's Medium-oplossing weg.

Opmerking: De oplossing kan niet opnieuw worden gebruikt. Eenmaal uit de container gehaald, moet de vloeistof na gebruik worden weggegooid.



GE

Lösung zur Erweichung von harten mineralisierten Geweben wie Knochen, Nagel, Knorpel und hämorrhagischen Proben. Dieses Produkt gewährleistet eine optimale Gewebeintegrität, ohne die Bindungsstelle von Epitopen zu beeinträchtigen, ideal für immunhistochemische Verfahren.

Gut schütteln, um die gebrauchsfertige Lösung zu aktivieren
Für Laborgebrauch.

Bitte das Verfallsdatum auf dem Produktetikett beachten.

Die Komponenten enthalten: Ethylalkohol.



Gebrauchsanweisung

1. Die gesamte Oberfläche des Paraffinblocks freilegen.
2. In Corey's Medium bei Raumtemperatur 30 Minuten lang eintauchen. (Diese Zeit kann für schwierigere Proben verlängert werden). Um hämorrhagische Gewebeproben zu glätten, 10 Minuten lang eintauchen.
3. Die Gewebelöcher aus der Lösung nehmen und überschüssigen Weichmacher von der Oberfläche abwischen.
4. Den Gewebelöcher für 3-5 Minuten auf eine kalte Platte legen.
5. Mit einem Standardmikrotom in Scheiben schneiden.
6. Verwendete Corey's Medium Lösung entsorgen.

Hinweis: Die Lösung kann nicht wiederverwendet werden. Einmal aus dem Behälter entnommen, sollte die Flüssigkeit nach Gebrauch entsorgt werden.

